

BADANIE SKRĘCALNOŚCI OPTYCZNEJ ROZTWORÓW I WYZNACZANIE ICH STĘŻEŃ ZA POMOCĄ POLARYMETRU

Aparatura i roztwory

1. Sacharymetr Lippicha.
2. Roztwór sacharozy wzorcowy 20% .
3. Zestaw 2 roztworów sacharozy o nieznanych stężeniach.

Przebieg ćwiczenia

1. Do sacharymetru włożyć metalowy cylindryczny pojemnik napełniony do pełna wodą destylowaną.

UWAGA! rurka powinna być umieszczona w sacharymetrze nakrętką w górę.

2. Skierować sacharymetr na lampę oświetleniową. Otrzymujemy obraz w świetle monochromatycznym. Obracając analizatorem sprowadzić obie połówki pola widzenia do jednakowego oświetlenia – odpowiada to równoległemu położeniu płaszczyzn polaryzacji polaryzatora i analizatora. Temu położeniu odpowiada kąt α_0 na skali. W przypadku wody destylowanej powinno być to 0^0 . Za podstawę pomiaru przyjmujemy **jednakowe oświetlenie**, przy **minimalnej** intensywności - otrzymujemy wtedy minimalną niepewność pomiarową (w polu widzenia obserwuje się wówczas szare pole). Wartość kąta α_0 odczytać na podziałce stopniowej z dokładnością do 0,1 stopnia.

UWAGA ! wszystkie pomiary kąta skręcenia należy dokonywać trzykrotnie, przez każdorazowe rozregulowanie układu i następnie powrót do jednakowo oświetlonych obu połówek pola widzenia. Do obliczeń należy stosować średnią arytmetyczną z trzech pomiarów.

3. Gotowym roztworem 20% napełnić metalowy cylindryczny pojemnik sacharymetru.
4. Pojemnik z roztworem umieścić w polarymetrze i obracając analizator sprowadzić położenie analizatora, przy którym występuje jednakowe oświetlenie obu połówek pola widzenia (jak w punkcie 2).
5. Odczytać kąt α_z o jaki skręciła się płaszczyzna polaryzacji po przejściu przez roztwór o znanym stężeniu C_{zo} .
6. Z roztworu wzorcowego (20%) sporządzić 4 roztwory (o objętości minimum 25 ml każdy) o stężeniach: $C_{z1} = 15\%$, $C_{z2} = 10\%$, $C_{z3} = 7,5\%$, $C_{z4} = 5\%$.
7. Analogicznie jak w punkcie 5 dla każdego z tych roztworów znaleźć kąty skręcenia i wpisać ich wartości do tabeli 1 w formularzu.
8. Na podstawie wyników pomiarów z punktów 5 i 7 sporządzić wykres zależności kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji ($\alpha_z - \alpha_0$) od stężenia roztworu cukru.
9. Znaleźć dla każdego z otrzymanych roztworów, o nieznanych stężeniach, kąty skręcenia płaszczyzny polaryzacji: α_{x1} oraz α_{x2} . Dane wpisać do tabeli 1.
10. Z krzywej standardowej wyznaczyć stężenia nieznanych roztworów: c_{x1} oraz c_{x2} .

Wymagane wiadomości teoretyczne

1. Zjawisko polaryzacji światła i pojęcie płaszczyzny polaryzacji.
2. Zjawiska, w których światło ulega polaryzacji liniowej:
 - a) odbicie od powierzchni dielektryka (kąt Brewstera)
 - b) podwójne załamanie w pewnych substancjach o budowie krystalicznej.
3. Pryzmat Nikoła, promień zwyczajny i nadzwyczajny.
4. Substancje optycznie czynne, skręcalność właściwa, dyspersja skręcalności optycznej.
5. Zasada działania sacharymetru Lippicha.

Zalecana literatura

1. I. Adamczewski, „Fizyka medyczna i elementy biofizyki”, PZWL, 1969.
2. T. Dryński, „Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki”, PWN, Warszawa 1980.
3. E. Szyszko, „Instrumentalne metody analityczne”, PZWL, Warszawa 1975.
4. B. Kędzia, „Materiały do ćwiczeń z biofizyki i fizyki”, PZWL, Warszawa 1982.
5. L. Sobczyk, A. Kisza, „Chemia fizyczna dla przyrodników”, PWN, 1975.

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Katedra i Zakład Biofizyki i Neurobiologii	Ćwiczenie 2 Badanie skręcalności optycznej roztworów i wyznaczanie ich stężeń za pomocą polarymetru	
..... Imiona i nazwiska studentów		Wydział: nr grupy: Data:
Ocena:	Podpis prowadzącego ćwiczenia	

1. Pomiar kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji przez wodę destylowaną (α_0 - średnia z trzech pomiarów).

$\alpha_0 =$

2. Pomiar kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji przez roztwór wyjściowy oraz jego rozcieńczenia.

Tabela 1

Badana ciecz	Kąt skręcenia α_z	Średni kąt skręcenia α_{zsr}	Stężenie cukru [%]
roztwór wyjściowy C_{z0}			20
rozcieńczenie 1 C_{z1}			
rozcieńczenie 2 C_{z2}			
rozcieńczenie 3 C_{z3}			
rozcieńczenie 4 C_{z4}			
roztwór badany 1			
roztwór badany 2			